



“Compromiso y experiencia al cuidado de la salud.”



Servicios de salud A DOMICILIO

Aerosolterapia / Oxigenoterapia / Apnea del sueño / Renta de Equipo Médico

TEL: (33) 3632 9910 CON 6 LÍNEAS

EQUIPO DE OXÍGENO OXILIFE 1700



CARACTERÍSTICAS:

Los cilindros portátiles son ideales para cualquier emergencia o traslado de pacientes en escuelas, clínicas, centros deportivos, restaurantes, consultorios médicos, etc. Donde la inhalación de oxígeno pudiera ser crucial.

La renta inicial del tanque de oxígeno medicinal de 1724 lts incluye:

- Vaso humidificador.
- Cánula nasal de 2 mts.
- Carga de oxígeno.
- Capacitación.
- Entrega a domicilio.

Asistencia telefónica 24hrs.

**NOTAS IMPORTANTES A TOMAR EN CUENTA:
RENDIMIENTO DE OXÍGENO EN HORAS, FLUJO DE OXÍGENO PRESCRITO (CILINDROS PORTÁTILES).**

Capacidad	1 lt /min	2 lt/min	3 lt/min	4 lt/min	5 lt/min	6 lt/min	7 lt/min	8 lt/min	9 lt/min	10 lt/min
1724 lts.	29 hrs	14 hrs	10 hrs	7 hrs	5.50 hrs	4.50 hrs	4.10 hrs	3.30 hrs	3.10 hrs	2.50 hrs

- * Le recordamos que las recargas de Oxígeno Medicinal, son independientes a la renta, y éstas dependerán de la dosis suministrada y con la frecuencia con que se requiera el tratamiento.
- * Aplican restricciones por horario de entrega.

DIRECCIÓN

Av. Colón No. 5507,
Col. Nueva España C.P. 44980,
Guadalajara, Jalisco, Mx.

