



“Compromiso y experiencia al cuidado de la salud.”



Servicios de salud A DOMICILIO

Aerosolterapia / Oxigenoterapia / Apnea del sueño / Renta de Equipo Médico

TEL: (33) 3632 9910 CON 6 LÍNEAS

EQUIPO DE OXÍGENO OXILIFE 425



CARACTERÍSTICAS:

Los cilindros portátiles son ideales para cualquier emergencia o traslado de pacientes.

Actualmente existen cilindros, los cuales son un complemento para aquellas personas que pueden desarrollar cualquier actividad fuera de su domicilio, ya que se llevan en una mochila lo cual lo hace portátil, o en un carrito con ruedas de fácil movilidad.

La renta inicial del Tanque de Oxígeno Medicinal de 682 lts incluye:

- Cánula Nasal de 2 mts.
- Carga de oxígeno.
- Mochila de traslado.
- Capacitación.
- Entrega a domicilio.

Asistencia telefónica 24hrs.

NOTAS IMPORTANTES A TOMAR EN CUENTA: RENDIMIENTO DE OXÍGENO EN HORAS, FLUJO DE OXÍGENO PRESCRITO (CILINDROS PORTÁTILES).

Capacidad	1 lt /min	2 lt/min	3 lt/min	4 lt/min	5 lt/min	6 lt/min	7 lt/min	8 lt/min	9 lt/min	10 lt/min
425lts.	7 hrs	3.25 '	2.15 '	1.40 '	1.20 '	1.10 '	1 hr	0.50 '	0.45 '	0.40 '

* Le recordamos que las recargas de Oxígeno Medicinal, son independientes a la renta, y éstas dependerán de la dosis suministrada y con la frecuencia con que se requiera el tratamiento.

* Aplican restricciones por horario de entrega.

DIRECCIÓN

Av. Colón No. 5507,
Col. Nueva España C.P. 44980,
Guadalajara, Jalisco, Mx.

