



“Compromiso y experiencia al cuidado de la salud.”



## Servicios de salud A DOMICILIO

Aerosolterapia / Oxigenoterapia / Apnea del sueño / Renta de Equipo Médico

TEL: (33) 3632 9910 CON 6 LÍNEAS

## EQUIPO DE OXÍGENO OXILIFE 9500



### CARACTERÍSTICAS:

Almacenan el oxígeno a presión. Este se suministra a través de un regulador de presión y un medidor de flujo de oxígeno. El cilindro debe de reponerse regularmente, el manómetro del regulador le indica cuando debe de avisar a su proveedor.

Se utilizan y entregan cilindros 100% llenos de oxígeno grado medicinal, registrados ante la secretaria de salud.

La renta inicial del tanque de oxígeno medicinal de 9500 lts incluye:

- Vaso Humidificador.
- Cánula Nasal de 2 mts.
- Carga de Oxígeno.
- Capacitación.
- Entrega a domicilio.

Asistencia telefónica 24hrs.

### NOTAS IMPORTANTES A TOMAR EN CUENTA: RENDIMIENTO DE CILINDRO EN HORAS

Manómetro lb/pulg	Manómetro kg/cm	% de contenido	Contenido en litros	1 L/min	1.5 L/min	2 L/min	3 L/min	4 L/min	5 L/min	6 L/min	7 L/min	8 L/min
286	20	10	950	15	10	8	5	4	3	3	2	2
500	35	18	1710	28	19	14	11	7	6	5	4	3
850	59	30	2850	47	31	23	16	12	9	8	7	6
1000	70	36	3420	57	38	28	19	14	11	10	8	7
1500	105	53	5053	84	56	42	28	21	17	14	12	10
2000	140	71	6745	112	75	56	37	28	22	19	16	14
2500	175	89	8455	141	94	70	47	35	28	23	20	17
2800	196	100	10000	158	105	79	52	39	31	26	22	20

\* Le recordamos que las recargas de Oxígeno Medicinal, son independientes a la renta, y éstas dependerán de la dosis suministrada y con la frecuencia con que se requiera el tratamiento.

\* Aplican restricciones por horario de entrega.

### DIRECCIÓN

Av. Colón No. 5507,  
Col. Nueva España C.P. 44980,  
Guadalajara, Jalisco, Mx.

