



“Compromiso y experiencia al cuidado de la salud.”



Servicios de salud A DOMICILIO

Aerosolterapia / Oxigenoterapia / Apnea del sueño / Renta de Equipo Médico

TEL: (33) 3632 9910 CON 6 LÍNEAS

PAQUETE “MOBILITY” PLUS



CARACTERÍSTICAS:

Una silla de ruedas es una ayuda técnica que consiste en una silla adaptada con cuatro ruedas.

Estas sillas están diseñadas para permitir el desplazamiento de aquellas personas con problemas de locomoción o movilidad reducida, debido a una lesión o enfermedad física.

Disponibles en renta para: 30 días.

Características de la Scooter Bobcat X4 incluye:

- Manubrio abatible con canasta porta objetos.
- Asiento ajustable a 3 alturas tapizado en vinipiel.
- Cinturón de seguridad.
- Brazos abatibles. Acojinados y desmontables.
- Llantas antivuelco.
- Soporta hasta 120 kgs.
- Velocidad Máxima: 6.5 km/h.
- Alcance Máximo 12 Km.
- Baterías recargables de 10 Amp.
- Peso total del equipo: 42 Kg.
- Capacitación.
- Entrega a domicilio.



DIRECCIÓN

Av. Colón No. 5507,
Col. Nueva España C.P. 44980,
Guadalajara, Jalisco, Mx.

